

# ScanZon

## BV-OP

M  
A  
S  
K  
I  
N  
E  
L  
O  
P  
V  
A  
S  
K

- Anvendelse:** SCANZON BV-OP flydende maskinopvaskemiddel velegnet til al opvask i blødt vand (max 10dH vand) i industrimaskiner der vasker kirurgiske instrumenter og narkoseudstyr.
- Egenskaber:** SCANZON BV-OP har stor rens evne og fjerner effektivt forurening fra emner fremstillet af aluminium og andre letmetaller.
- Dosering:** SCANZON BV-OP er beregnet til dosering i automatisk doseringsudstyr. Doseringen indstilles af leverandøren.  
Dosering 1,5 – 3,0 g pr. 1 l vand, afhængig af opvaskens karakter.
- Indhold:** **Deklaration i henhold til EU forordningen nr. 648/2004.**  
<5% nonionisk tensid, anionisk tensid.  
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16 i sikkerhedsdatabladet.
- Vægtfylde:** Ca. 1,05 kg/l
- pH-værdi:** Koncentrat: Ca. 11,5  
0,2% brugsopløsning: Ca. 10,0
- Opbevaring:** Opbevares i tillukket originalemballage.  
Holdbarhed: 36 måneder
- Emballage:** 3 x 5,0 kg. plastdunk.
- Sikkerhed:** Se vedlagte sikkerhedsdatablad af 02.06.2017

**Scan-Clean**  
ApS

Frederikshøjvej 78 · 7100 Vejle

Tel. 75 83 83 99

post@scan-clean.dk · www.scan-clean.dk